

SBFI AM (Na⁺ Indicator) 钠离子指示探针

产品编号	产品名称	包装规格
NBS7676-100ug	SBFI AM (Na ⁺ Indicator) 钠离子指示探针	2x50ug
NBS7676-500ug	SBFI AM (Na ⁺ Indicator) 钠离子指示探针	10x50ug
NBS7676-1000ug	SBFI AM (Na ⁺ Indicator) 钠离子指示探针	20x50ug
NBS7676-1mg	SBFI AM (Na ⁺ Indicator) 钠离子指示探针	1mg

【务必注意】：初次使用离子探针的用户，强烈建议配合：Pluronic F-127, Cell Culture Tested 细胞培养级 (NBS2009-1g) 一起使用，以提高探针的水溶性和胞内加载性。

产品简介：

SBFI, 英文全名 Sodium-binding Benzofuran Isophthalate, 一种 Na⁺ 选择性荧光指示剂, 可用来预测纯化线粒体 Na⁺ 梯度, 检测胞内 Na⁺ 水平, 测定细胞 Na⁺ 外流, 以及与其他荧光指示剂联合使用以分析 Na⁺ 与 Ca²⁺ 和 Mg²⁺ 浓度、胞内 pH 和膜电位变化的相关性。虽然 SBFI 对 Na⁺ 的选择能力弱于 Ca²⁺ 指示剂比如 Fura-2, 但在其他单价阳离子存在体系, SBFI 足以检测 Na⁺ 的生理浓度。结合离子后的 SBFI 光谱反应可通过激发光比率测定来判定, 其能与用相同光滤片和仪器检测的探针 Fura-2 共同使用。

当体系内含生理浓度的 K⁺/Na⁺ (~135mM), SBFI 对 Na⁺ 的解离常数(Kd)为 11.3mM; 而不存在 K⁺ 体系, 对 Na⁺ 的 Kd 为 3.8mM。SBFI 对 Na⁺ 的选择性比 K⁺ 约强 18 倍。

本品为乙酰氧基甲基酯 (Acetoxymethyl ester, AM ester) 形式的 SBFI, CAS NO: 129423-53-6, 具有细胞膜渗透性, 只需简单孵育即可进入细胞, 常用加载浓度范围 5-10μM, 加载时间 40min-4h, 根据具体的实验要求和细胞类型来调整。

产品特性：

1) 化学名：

4,4' -[1,4,10-trioxa-7,13-diazacyclopentadecane-7,13-diylbis(5-methoxy-6,2-benzofurandiyl)]bis-1,3- benzenedicarboxylic acid 1,1' ,3,3' -tetrakis[(acetyloxy)methyl] ester

2) 同义名：Sodium-binding Benzofuran Isophthalate Acetoxymethyl ester

- 3) CAS NO: 129423-53-6
- 4) 分子式: C₅₆H₅₈N₂O₂₃
- 5) 分子量: 1127.07
- 6) 纯度: > 90% (HPLC)
- 7) Ex/Em: 340,380/500 nm
- 8) 外观: 浅黄至暗黄至暗橙固体或油状
- 9) 溶解性: 溶于 DMSO (10mM)

保存条件:

-20°C避光干燥稳定冻存 2 年。

注意事项:

1. SBFI AM 易受潮, 粉末需要干燥保存; 需用无水 DMSO 溶解, 配制储存液 (如 10mM), 置于-20°C干燥避光, 小量分装避免反复冻融, 至少 3 个月稳定。
2. 由于 SBFI AM 水溶性较差, 可在实验前与等体积 Pluronic F-127 (25% w/v) 混合, 以提高探针加载效率。
3. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

文献引用:

[1] Tong W et al. Phthalocyanine functionalized poly(glycidyl methacrylate) nano-assemblies for photodynamic inactivation of bacteria. *Biomater. Sci.*, 2019,7, 1905-1918

[2] Li R et al. Biofilm inhibition and mode of action of epigallocatechin gallate against *Vibrio mimicus*. *Food Control*, Volume 113, July 2020, 107148

Then PBF1 probe was added and incubated at 37 °C for 90 min. The cells were washed, collected and resuspended with PBS buffer. Aliquots (100 µL) of bacterial suspension were transferred to a Corning 96 well black plate, and 100 µL of various concentrations of EGCG were dispensed in the microtiter plate wells.

[3] Liu Y, Zhen W, Wang Y, Song S, Zhang H. Na₂S₂O₈ Nanoparticles Trigger Antitumor Immunotherapy through Reactive Oxygen Species Storm and Surge of Tumor Osmolarity. *J Am Chem Soc.* 2020 Dec 30;142(52):21751-21757. doi: 10.1021/jacs.0c09482. Epub 2020 Dec 18. PMID: 33337859.

4T1 cells were inoculated into glass bottom culture dishes for 24 h. Then, adding

PNSO NPs medium solution (80 µg/mL) to continue co-culture for 4 h. The treated 4T1 cells were further incubated with 10µM Na⁺ indicator SBFI AM in 0.04% Pluronic F-127 and the fluorescence signal was measured by CLSM.

[4] Liang Z, Yang Y, Yu G, et al. Engineering aluminum hydroxyphosphate nanoparticles with well-controlled surface property to enhance humoral immune responses as vaccine adjuvants. *Biomaterials*. 2021 Jun;275:120960. DOI: 10.1016/j.biomaterials.2021.120960.

[5] BMDMs were treated with AAHPs (250 µg/mL) in the presence of LPS at 500 ng/mL for 5 h. Then PBFI AM was added to the cells at the concentration of 10 µM, and cells were incubated at 37 °C for 1h. Triton X-100 (0.2%) treated cells were used as controls. The fluorescence of PBFI AM was measured at the Ex/Em of 340/615 nm. The data were expressed as relative fluorescence intensity (RFI) defined as the fluorescence intensity of AAHPs-treated BMDMs normalized to the intensity of control cells.

[6] Jia Y, Yang B, Shi J, Fang D, Wang Z, Liu Y. Melatonin prevents conjugative transfer of plasmid-mediated antibiotic resistance genes by disrupting proton motive force. *Pharmacol Res*. 2022 Jan;175:105978. doi: 10.1016/j.phrs.2021.105978. Epub 2021 Nov 21. PMID: 34813930.

As for the detection of intracellular K⁺ concentration, the PBFI-AM (K⁺ indicator) fluorescence dye labeled cells (10 µM) in the presence of....

本产品仅用于生命科学研究，不得用于医学诊断及其它用途！

相关产品:

产品编号	产品名称	包装规格
<u>NBS7621-500ug</u>	<u>SQI-Et (Na) 钠离子载体</u>	500μg
<u>NBS7622-500ug</u>	<u>SQI-Pr (Na) 钠离子载体</u>	500μg
<u>NBS7676-100ug</u>	<u>SBFI AM (Na+ Indicator) 钠离子指示探针</u>	100μg
<u>NBS7677-50ug</u>	<u>Enhanced NaTrium Green-2 AM 钠离子指示探针</u>	50ug
<u>NBS7678-500ug</u>	<u>Enhanced NaTRIUM Green-2 TMA+ Salt 钠离子指示探针</u>	500μg
<u>NBS7679-100ug</u>	<u>CoroNa Green, AM, Cell Permeant 钠离子指示探针</u>	2x50ug
<u>NBS7619-100mg</u>	<u>Monensin, Sodium Salt 莫能霉素 (钠盐)</u>	100mg
<u>NBS7620-1ml</u>	<u>Monensin Solution (1,000×) 莫能霉素溶液 (1,000×)</u>	1ml