



4 X LDS Loading Buffer

货号: AL014

规格: 1 mL*10

-20°C保存, 保质期 12 个月。

1. 产品介绍

本产品是一种经过改良的以酚红和考马斯亮蓝 G250 为指示剂, 4 倍浓缩的蛋白上样缓冲液。可以用于常规的 SDS-PAGE 蛋白样品的上样。

2. 注意事项

1. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套和口罩操作。
2. 4 X LDS Loading Buffer 必须完全溶解后再使用。
3. 4 X LDS Loading Buffer 中含少量 DTT, 有轻微刺激性气味, 但不含巯基乙醇。
4. 本产品仅限科研使用。

相关产品及订购信息

产品	货号		规格	
FuturePAGE™ 8% 11 Wells	F11008LGe	F11008Gel	25 PCs/Box	10 PCs/Box
FuturePAGE™ 8% 15 Wells	F15008LGe	F15008Gel	25 PCs/Box	10 PCs/Box
FuturePAGE™ 10% 11 Wells	F11010LGe	F11010Gel	25 PCs/Box	10 PCs/Box
FuturePAGE™ 10% 15 Wells	F15010LGe	F15010Gel	25 PCs/Box	10 PCs/Box
FuturePAGE™ 12% 11 Wells	F11012LGe	F11012Gel	25 PCs/Box	10 PCs/Box
FuturePAGE™ 12% 15 Wells	F15012LGe	F15012Gel	25 PCs/Box	10 PCs/Box
FuturePAGE™ 4-12% 11 Wells	F11412LGe	F11412Gel	25 PCs/Box	10 PCs/Box
FuturePAGE™ 4-12% 15 Wells	F15412LGe	F15412Gel	25 PCs/Box	10 PCs/Box
FuturePAGE™ 4-20% 11 Wells	F11420LGe	F11420Gel	25 PCs/Box	10 PCs/Box
FuturePAGE™ 4-20% 15 Wells	F15420LGe	F15420Gel	25 PCs/Box	10 PCs/Box
4 X LDS Loading Buffer	AL014		1 mL*10	